



Qualitätszertifikat

Certificate of quality · Certificado de calidad

Eignung der Spectroquant® Testsätze zur Selbstüberwachung

Applicability of Spectroquant® Test Kits for Self-Monitoring.

Aptitud de los equipos de ensayo Spectroquant® para autovigilancia

Die Verfahrenskenndaten für den unten genannten Testsatz wurden gemäß ISO 8466-1 und DIN 38402 A51 "Kalibrierung von Analysenverfahren" bei der Produktionsendkontrolle ermittelt.

The characteristic data of the procedure of the following test kit were determined in accordance with ISO 8466-1 and DIN 38402 A51 "Calibration of analysis methods" during the production control process.

Los datos característicos del procedimiento para el equipo de ensayo abajo citado se determinaron según ISO 8466-1 y DIN 38402 A51 "Calibración de procedimientos analíticos" durante el control final de producción.

Spectroquant® Aluminium-Küvettentest, Art.-Nr. 1.00594

Spectroquant® Aluminium Cell Test, Cat. No. 1.00594

Spectroquant® Test en cubetas Aluminio, Art. Núm. 1.00594

Messbereich / Measuring Range / Intervalo de medida	0.02 – 0.50 mg/l Al
Empfindlichkeit: 0.010 E (Extinktion) = Sensitivity: 0.010 A (absorbance) = Sensibilidad: 0.010 A (absorbancia) =	0.005 mg/l Al
Nachweisgrenze Lower Limit of Detection (LLD) Límite de detección	0.006 mg/l Al
Bestimmungsgrenze Method Detection Limit (MDL) Límite de determinación	0.02 mg/l Al
Vertrauensbereich (95 % Wahrscheinlichkeit) (Mittelwert aller Chargen) Confidence Interval (P = 95 %) (average value of lots) Intervalo de confianza (95 % de probabilidad) (valor medio de todos los lotes)	± 0.01 mg/l Al
Verfahrensstandardabweichung (Mittelwert aller Chargen) Standard Deviation of the Method (average value of lots) Desviación estándar del procedimiento (valor medio de todos los lotes)	± 0.005 mg/l Al
Verfahrensvariationskoeffizient (Mittelwert aller Chargen) Variation Coefficient of the Method (average value of lots) Coeficiente de variación del procedimiento (valor medio de todos los lotes)	± 1.8 %
Anzahl Produktionschargen zur Berechnung Number of Lots for calculation Número de lotes de producción para el cálculo	1
Genauigkeit / Accuracy / Exactitud	± 0.02 mg/l Al

Merck KGaA, Darmstadt, 18.05.2006

Susen Püschele

Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany