



# Qualitätszertifikat

Certificate of quality · Certificado de calidad

## Eignung der Spectroquant® Testsätze zur Selbstüberwachung

Applicability of Spectroquant® Test Kits for Self-Monitoring.

Aptitud de los equipos de ensayo Spectroquant® para autovigilancia

Die Verfahrenskenndaten für den unten genannten Testsatz wurden gemäß ISO 8466-1 und DIN 38402 A51 "Kalibrierung von Analysenverfahren" bei der Produktionsendkontrolle ermittelt.

The test characteristic data of the procedure of the following test kit were determined in accordance with ISO 8466-1 and DIN 38402 A51 "Calibration of analysis methods" during the production control process.

Los datos característicos del procedimiento para el equipo de ensayo abajo citado se determinaron según ISO 8466-1 y DIN 38402 A51 "Calibración de procedimientos analíticos" durante el control final de producción.

**Spectroquant® Kupfer-Küvettentest, Art.-Nr. 1.14553**

**Spectroquant® Copper Cell Test, Cat. No. 1.14553**

**Spectroquant® Test en cubetas Cobre, Art. Núm. 1.14553**

<b>Messbereich / Measuring Range / Intervalo de medida</b>	0.05 – 8.00 mg/l Cu
<b>Empfindlichkeit: 0.010 E (Extinktion) =</b> <b>Sensitivity: 0.010 A (absorbance) =</b> <b>Sensibilidad: 0.010 A (absorbancia) =</b>	0.04 mg/l Cu
<b>Nachweisgrenze</b> <b>Lower Limit of Detection (LLD)</b> <b>Límite de detección</b>	0.011 mg/l Cu
<b>Bestimmungsgrenze</b> <b>Method Detection Limit (MDL)</b> <b>Límite de determinación</b>	0.03 mg/l Cu
<b>Vertrauensbereich (95 % Wahrscheinlichkeit) (Mittelwert aller Chargen)</b> <b>Confidence Interval (P = 95 %) (average value of lots)</b> <b>Intervalo de confianza (95 % de probabilidad) (valor medio de todos los lotes)</b>	± 0.09 mg/l Cu
<b>Verfahrensstandardabweichung (Mittelwert aller Chargen)</b> <b>Standard Deviation of Procedure (average value of lots)</b> <b>Desviación estándar del procedimiento (valor medio de todos los lotes)</b>	± 0.037 mg/l Cu
<b>Verfahrensvariationskoeffizient (Mittelwert aller Chargen)</b> <b>Variation Coefficient of Procedure (average value of lots)</b> <b>Coeficiente de variación del procedimiento (valor medio de todos los lotes)</b>	± 0.90 %
<b>Anzahl Produktionschargen</b> zur Berechnung <b>Number of Lots</b> for calculation <b>Número de lotes de producción</b> para el cálculo	16
<b>Genauigkeit / Accuracy / Exactitud</b>	± 0.13 mg/l Cu

Merck KGaA, Darmstadt, 10.10.2004

Susen Püschel

Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany