

Qualitätszertifikat

Certificate of quality · Certificado de calidad

Eignung der Spectroquant® Testsätze zur Selbstüberwachung

Applicability of Spectroquant® Test Kits for Self-Monitoring.

Aptitud de los equipos de ensayo Spectroquant® para autovigilancia

Die Verfahrenskenndaten für den unten genannten Testsatz wurden gemäß ISO 8466-1 und DIN 38402 A51 "Kalibrierung von Analysenverfahren" bei der Produktionsendkontrolle ermittelt.

The characteristic data of the procedure of the following test kit were determined in accordance with ISO 8466-1 and DIN 38402 A51 "Calibration of analysis methods" during the production control process.

Los datos característicos del procedimiento para el equipo de ensayo abajo citado se determinaron según ISO 8466-1 y DIN 38402 A51 "Calibración de procedimientos analíticos" durante el control final de producción.

Spectroquant® Fluorid-Test, Art.-Nr. 1.14598

Spectroquant® Fluoride Test, Cat. No. 1.14598

Spectroquant® Test Fluoruros, Art. Núm. 1.14598

	10 mm Küvette / cell / cubeta	10 mm Küvette / cell / cubeta
Messbereich / Measuring Range / Intervalo de medida	0.10 – 2.00 mg/l F ⁻	1.0 – 20.0 mg/l F ⁻
Empfindlichkeit: 0.010 E (Extinktion) = Sensitivity: 0.010 A (absorbance) = Sensibilidad: 0.010 A (absorbancia) =	0.02 mg/l F ⁻	0.2 mg/l F ⁻
Nachweisgrenze Lower Limit of Detection (LLD) Límite de detección	0.040 mg/l F ⁻	0.27 mg/l F ⁻
Bestimmungsgrenze Method Detection Limit (MDL) Límite de determinación	0.10 mg/l F ⁻	1.0 mg/l F ⁻
Vertrauensbereich (95 % Wahrscheinlichkeit) (Mittelwert aller Chargen) Confidence Interval (P = 95 %) (average value of lots) Intervalo de confianza (95 % de probabilidad) (valor medio de todos los lotes)	± 0.06 mg/l F ⁻	± 0.4 mg/l F ⁻
Verfahrensstandardabweichung (Mittelwert aller Chargen) Standard Deviation of the Method (average value of lots) Desviación estándar del procedimiento (valor medio de todos los lotes)	± 0.025 mg/l F ⁻	± 0.15 mg/l F ⁻
Verfahrensvariationskoeffizient (Mittelwert aller Chargen) Variation Coefficient of the Method (average value of lots) Coeficiente de variación del procedimiento (valor medio de todos los lotes)	± 2.2 %	± 1.4 %
Anzahl Produktionschargen zur Berechnung Number of Lots for calculation Número de lotes de producción para el cálculo	2	
Genaugigkeit / Accuracy / Exactitud	± 0.15 mg/l F ⁻	± 1.2 mg/l F ⁻

Merck KGaA, Darmstadt, 26.08.2005



Susen Püschel

Merck KGaA, 64271 Darmstadt, Germany